



Le programme du réacteur Lenz

Le programme de réacteurs Lenz®

La gamme de réacteurs plan-sol Lenz® comprend des cuves avec ou sans enveloppe thermique, disponibles dans toutes les configurations standard courantes jusqu'à une capacité de 30 litres et un diamètre de bride DN 200. Les cuves cylindriques sont également disponibles avec une enveloppe sous vide.

Forts de plusieurs décennies d'expérience et d'installations de production à la pointe de la technologie, nous fabriquons des réacteurs d'une précision extrême. Outre les produits standards présentés dans ce catalogue, nous réalisons également des formes et dimensions sur mesure, selon les spécifications du client, avec des délais de livraison très courts. Veuillez nous faire parvenir votre demande accompagnée d'un dessin ou d'un échantillon.

Caractéristiques des réacteurs Lenz®: • Nombreuses combinaisons possibles • Récipients adaptés à une utilisation sous vide • Versions spéciales disponibles: – en acier inoxydable – avec revêtement – en verre ambré – avec double enveloppe sous vide à miroir • Récipients jusqu'à 6 litres, ouverture de vanne de 10 mm (avec dispositif anti-rotation) • Récipients à partir de 10 litres, ouverture de vanne de 20 mm (avec piston de vanne à ressort) • Systèmes complets disponibles, incluant le support, le moteur et le thermostat, en plus des composants en verre

Toutes les dimensions sont approximatives. Les spécifications techniques peuvent être modifiées.

.

□

Generated on 2026-05-25