

## Lunettes de pesée avec bouchon NS



Lunettes de pesée avec bouchon NS

Avec bouchon NS remplaçable, avec champ d'étiquetage, disponible en version haute, moyenne ou basse, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Dimensions Ø x H (mm)	Joint rodé (NS)	Forme	Capacité (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.
30 x 30	34/12	faible	12	6	5 5653 34
38 x 35	40/12	faible	25	6	5 5653 40
48 x 35	50/12	faible	38	6	5 5653 50
75 x 35	80/12	faible	100	1	5 5653 80
30 x 50	34/12	moyen	32	6	5 5655 34
38 x 50	40/12	moyen	47	6	5 5655 40
48 x 50	50/12	moyen	70	6	5 5655 50
75 x 50	80/12	moyen	185	1	5 5655 80
30 x 70	34/12	élevé	50	6	5 5657 34
38 x 70	40/12	élevé	75	6	5 5657 40
48 x 70	50/12	élevé	110	6	5 5657 50
75 x 95	80/12	élevé	350	1	5 5657 80