

## Manches de sol avec col antidérapant



Manchons en verre dépoli avec collerette de préhension, PTFE

Excellente résistance chimique à des températures de fonctionnement de -200 à +260 °C, construction robuste pour une utilisation continue, collier de serrage et joints d'étanchéité pour une très bonne étanchéité.

Pour joints rodés (NS)	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
14/23	1	1 1017 14
19/26	1	1 1017 19
24/29	s 1	1 1017 24
29/32	1	1 1017 29
45/40	1	1 1017 45