

Manches de sol avec col antidérapant



Manchons en verre dépoli avec collerette de préhension, PTFE

Excellente résistance chimique à des températures de fonctionnement de -200 à +260 °C, construction robuste pour une utilisation continue, collier de serrage et joints d'étanchéité pour une très bonne étanchéité.

| Pour joints rodés (NS) | Unité d'emballage (pièce) | N° d'article |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| 14/23 | 1 | 1 1017 14 |
| 19/26 | 1 | 1 1017 19 |
| 24/29 | s 1 | 1 1017 24 |
| 29/32 | 1 | 1 1017 29 |
| 45/40 | 1 | 1 1017 45 |