


## Menottes de broyage à usage unique



Manchons de broyage à usage unique, à paroi mince, en PTFE

Excellente résistance chimique à des températures de fonctionnement de -200 à +260 °C, les manchons en verre dépoli ne font que 50 µm d'épaisseur et s'ajustent comme une « seconde peau » (sans ajouter de volume), pas de collier de préhension saillant, donc aucune interférence lors de l'utilisation de pinces en verre dépoli.

Pour joints rodés (NS)	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
14/23	10	1 1015 14
19/26	10	1 1015 19
	24/29 %s 10	1 1015 24
29/32	10	1 1015 29
45/40	10	1 1015 45