

Modèles de distillation (araignées) selon Bernauer, avec piston



Modèles de distillation (araignées) selon Bernauer, avec piston

Ensembles de distillation Bernauer (modifiés), avec trois noyaux NS 14/23 et trois pistons, buse d'aspiration avec olive, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Manchon supérieur (NS)	Contenu du flacon (ml)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	50	1	5 2880 01
19/26	100	1	5 2880 02
29/32	100	1	5 2880 04