

## Noyaux à coupe longue avec rétrécissement



Noyaux à coupe longue avec rétrécissement

Noyaux coniques rectifiés, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Ø (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)		N° d'article
14/23	13		1,5		10 %s 1 1008 14
19/38	17		1,8		10 %s 1 1008 19
24/40	22			130 %s 10	1 1008 24
29/42	26	2,0	130	10	1 1008 29