

Pièce de transition, courbe, robinet NS, manchon NS



Pièce de transition, courbe, robinet NS et manchon NS
Raccords de transition avec manchon NS, poignée de tuyau coudée (90°) et robinet NS avec bouchon en verre massif, alésage: 2,5 mm, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Manchon (NS)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	1	5 1050 01
19/26	1	5 1050 02
24/29	1	5 1050 03
29/32	1	5 1050 04