

Pièces doubles, manchon avec noyau



Pièces doubles, manchon avec noyau
Manchons coniques rectifiés et noyaux coniques,
fabriqués à partir de tubes DURAN®

Manchon (NS)	Noyau (NS)	Diamètre (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14/23	14/23	17	1,8	120	1	1 1014 11
14/23	s 29/32	26	2,0	s 130	1	1 1014 14
19/26	19/26	22	1,8	125	1	1 1014 22
29/32	29/32	33	2,0	150	1	1 1014 44