

## Pièges à eau froide avec purgeur de condensats



pièges à froid  
avec drain de condensats  
Piège à froid pour remplissage direct avec fluide frigorigène, avec robinet de purge (avec dispositif de sécurité) pour l'évacuation des condensats, conception à double paroi pour une faible consommation de fluide frigorigène, raccordement de l'appareil: manchon NS 29/32, raccordement de la pompe à vide: noyau NS 29/32, fabriqué en tube DURAN®

Contenu en liquide de refroidissement (ml)	PU (pièce)	N° d'article
200	1	5 3555 46
500	1	5 3555 58