

## Pièges à froid sans évacuation des condensats



pièges à froid

sans drain de condensats

Piège à froid pour remplissage direct avec fluides frigorigènes, conception à double paroi pour une faible consommation de fluide frigorigène, raccordement de l'appareil: manchon NS 29/32, raccordement de la pompe à vide: noyau NS 29/32, fabriqué en tube DURAN®

| Contenu en liquide de refroidissement (ml) | PU (pièce) | N° d'article |
|--|------------|--------------|
| 200  | 1          | 5 3550 46    |
| 500  | 1          | 5 3550 58    |