


## Pinces de mise à la terre coniques de type « Clip de sécurité »



Pinces de mise à la terre coniques de type « Clip de sécurité »

Pour joints de rodage coniques, matériau: POM, hauteur réglable, convient également aux manchons de joints de rodage avec collerette de serrage, excellente résistance chimique, température de fonctionnement jusqu'à environ 90 °C

Pour les surfaces au sol (NS)	Couleur	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
12/21	bleu	10	1 1038 12
14/23	bleu		1 1038 14 %
19/26	bleu	10	1 1038 19
24/29	bleu	s 10	1 1038 24
29/32	bleu	10	1 1038 29
34/35	bleu	10	1 1038 34
45/40	bleu	10	1 1038 45