


Pinces de mise à la terre coniques de type « Clip de sécurité »



Pinces de mise à la terre coniques de type « Clip de sécurité »

Pour joints de rodage coniques, matériau: POM, hauteur réglable, convient également aux manchons de joints de rodage avec collerette de serrage, excellente résistance chimique, température de fonctionnement jusqu'à environ 90 °C

| Pour les surfaces au sol (NS) | Couleur | Unité d'emballage (pièce) | N° d'article |
|-------------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| 12/21 | bleu | 10 | 1 1038 12 |
| 14/23 | bleu | | 1 1038 14 % |
| 19/26 | bleu | 10 | 1 1038 19 |
| 24/29 | bleu | s 10 | 1 1038 24 |
| 29/32 | bleu | 10 | 1 1038 29 |
| 34/35 | bleu | 10 | 1 1038 34 |
| 45/40 | bleu | 10 | 1 1038 45 |