

Piston à poudre avec joint rodé standard



Piston à poudre avec joint rodé standard

Spécialement conçu pour les évaporateurs rotatifs, pour le séchage de substances en poudre, avec joint rodé standard centré, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
100	29/32	60	1	3 0430 37
250	29/32	81	1	3 0430 49
500		29/32	1	3 0430 58
1000	29/32	126	1	3 0430 70
2000	29/32	158	1	3 0430 73