

Piston, col étroit



Piston, col étroit

Conformément à la norme DIN ISO 1773 et en complément de la norme, avec bord roulé, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Piston Ø (mm)	Col Ø (mm)	Hauteur (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	51	26	90	DIN ISO 1773	10	7 0450 28
100	64	26	105	DIN ISO 1773	10	7 0450 37
250	85	34	138	DIN ISO 1773	10	7 0450 49
500	105	34	163	DIN ISO 1773	10	7 0450 58
1000	131	42	190	DIN ISO 1773	10	7 0450 70
2000	166	42	≤ 250	-	10	7 0450 73
3000	185	50	250	-	1	7 0450 76
4000	207	50	275	DIN ISO 1773	1	7 0450 79
5000	223	50	290	-	1	7 0450 82
6000	237	65	315	DIN ISO 1773	1	7 0450 85
10000	280	65	360	DIN ISO 1773	1	7 0450 88