

## Piston, col large



Piston, col large

Conforme à la norme DIN ISO 24450, avec bord roulé,  
matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Piston Ø (mm)	Col Ø (mm)	Hauteur (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	51	34	90	DIN ISO 24450	10	7 0500 28
100	64	34	105	DIN ISO 24450	10	7 0500 37
250	85	50	138	DIN ISO 24450	10	7 0500 49
500	103	50	163	DIN ISO 24450	10	7 0500 58
1000	131	50	190	DIN ISO 24450	10	7 0500 70
2000	166	50	230	DIN ISO 24450	10	7 0500 73
2000	166	76	240	DIN ISO 24450	10	7 0500 74