

Piston de collecte avec revêtement PUR



Piston de collecte avec revêtement PUR
Spécialement conçue pour les évaporateurs rotatifs, avec un plateau à billes S 35, avec revêtement PUR haute transparence, autoclavable, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Plateau (S)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
100	35	64	1	3 0640 37
250	35	85	1	3 0640 49
500		35 %s 105	1	3 0640 58
1000	35	131	1	3 0640 70
2000	35	166	1	3 0640 73