

Piston d'évaporateur avec joint rodé standard et revêtement PUR



Piston d'évaporateur avec joint rodé standard et revêtement PUR

Spécialement conçu pour les évaporateurs rotatifs, avec joint rodé standard centré, revêtement PUR haute transparence, autoclavable, en forme de poire, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	29/32	56	1	3 0440 28
100	29/32	64	1	3 0440 37
250		29/32	1	3 0440 49
500	29/32	≤ 101 %	1	3 0440 58
1000	29/32	126	1	3 0440 70
2000	29/32	158	1	3 0440 73
3000	29/32	175	1	3 0440 76