

Piston d'évaporateur avec joint rodé standard



Piston d'évaporateur avec joint rodé standard

Spécialement conçu pour les évaporateurs rotatifs, avec joint rodé standard centré, en forme de poire, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
5	14/23	25	10	3 0414 10
10	14/23	33	10	3 0414 13
25		14/23	40 %s 10	3 0414 22
50	14/23		%s 10	3 0414 28
50	29/32	50	10	3 0429 28
100	29/32	60	10	3 0429 37
250	29/32	81	10	s3 0429 49
500	29/32	101	10	3 0429 58
1000	29/32	s 126	10	3 0429 70
2000	29/32	158	10	3 0429 73
3000	29/32	175	1	3 0429 76