

## Piston pointu à col unique avec joint rodé standard



Piston pointu à col unique avec joint rodé standard

Conformément à la norme DIN 12383 et en complément de la norme DIN, avec champ d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	Référence
5	14/23	27	-	10	3 0314 10
10	14/23	33	-	10	3 0314 13
25	14/23	42	-	10	3 0314 22
50	14/23	51	-	10	3 0314 28
100	14/23	64	-	10	3 0314 37
250	14/23	85	-	10	3 0314 49
25	19/26	42	-	10	3 0319 22
50	19/26	51	DIN 12383	10	3 0319 28
100	19/26	64	DIN 12383	10	3 0319 37
250	19/26	85	DIN 12383	10	3 0319 49
50	29/32	51	-	10	3 0329 28
100	29/32	64	-	10	3 0329 37
250	29/32	85	-	10	3 0329 49

