

## Piston pointu à deux cols



### Piston pointu à deux cols

Conforme à la norme DIN 12383 et en complément de la norme DIN, avec col latéral biseauté (angle: 25°), finition rectifiée standard, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Col central (NS)	Manchon latéral (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
25	14/23	14/23	40	-	1	3 2211 22
50	14/23	14/23	50	-	1	3 2211 28
100	14/23	14/23	64	-	1	3 2211 37
250	14/23	14/23	85	-	1	3 2211 49
25	19/26	14/23	40	-	1	3 2221 22
50	19/26	14/23	50	DIN 12383	1	3 2221 28
100	19/26	s 14/23	64	DIN 12383	1	3 2221 37

250	19/26	14/23	85	DIN 12383	1	3 2221 49
-----	-------	-------	----	--------------	---	--------------

Generated on 2026-06-28