

## Piston rond à quatre cols, cols latéraux inclinés (15°)



Piston rond à quatre cols, cols latéraux inclinés (15°)

Avec 3 cols latéraux inclinés (angle: 15°), rectification standard, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Diamètre du col (NS)	Diamètre de la douille (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Référence
250	29/32		29/32	1	3 3484 49
500	29/32	29/32	105	1	3 3484 58