

## Piston rond à quatre cols, cols latéraux inclinés (7°)



Piston rond à quatre cols, cols latéraux inclinés (7°)

Ballon de réaction conforme à la norme DIN 12392 et aux exigences supplémentaires, à 3 cols latéraux coudés (angle: 7°), à joint rodé standard, avec zone d'étiquetage, en DURAN®.

Contenu (ml)	Col central (NS)	Manchon latéral (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
250	29/32	19/26	85	DIN 12392	1	3 3473 49
250	29/32	29/32	85	-	1	3 3474 49
500	29/32	19/26	105	DIN 12392	1	3 3473 58
500	29/32	29/32	105	DIN 12392	1	3 3474 58
1000	29/32	29/32	131	-	1	3 3474 70