

Piston rond à quatre cols, cols latéraux parallèles



Flacon à quatre cols à fond rond, cols latéraux parallèles

Ballon de réaction conforme à la norme DIN 12392 et aux exigences supplémentaires, à 3 cols latéraux parallèles, à joint rodé, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Col central (NS)	Manchon latéral (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
500	29/32	29/32	105	-	1	3 3444 58
1000	29/32	29/32	131	DIN 12392	1	3 3444 70
2000	29/32	29/32	166	DIN 12392	1	3 3444 73
3000	29/32	29/32	185	-	1	3 3444 76
4000	29/32	29/32	207	-	1	3 3444 79
6000	29/32	29/32	236	-	1	3 3444 85
1000	45/40	29/32	131	DIN 12392	1	3 3454 70
2000	45/40	29/32	166	DIN 12392	1	3 3454 73
3000	45/40	29/32	185	-	1	3 3454 76

4000	45/40	29/32	207	DIN 12392	1	3 3454 79
5000	45/40	29/32	223	-	1	3 3454 82
6000	45/40	29/32	236	DIN 12392	1	3 3454 85
10000	45/40	29/32	279	-	1	3 3454 88

Generated on 2026-06-28