

Pistons à indice d'iode avec joint rectifié standard, sans collerette



Pistons à indice d'iode avec joint rectifié standard, sans collerette

Bouchon hexagonal creux NS 29/32, gradué pour la lecture du volume approximatif, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
100	29/32	64	10	3 0260 37
250	29/32	85	10	3 0260 49
300		29/32	10	3 0260 52
500	29/32	s 105	10	3 0260 58
1000	29/32	131	10	3 0260 70