

## Pistons à vide coudés, avec raccord fileté



Pistons à vide coudés, avec raccord fileté  
Raccords sous vide conformes à la norme DIN 12594, coudés (angle: 105°), avec manchon et âme en acier inoxydable, avec drip tip, connexion sous vide: filetage GL 18, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
14/23	DIN 12594	1	5 2750 11
19/26	-	1	5 2750 12
24/29	DIN 12594	1	5 2750 13
29/32	DIN 12594	1	5 2750 14