

## Pistons à vide, droits, avec raccord fileté



Pistons à vide, droits, avec raccord fileté  
Raccords sous vide conformes à la norme DIN 12594, droits, avec manchon et âme en acier inoxydable, avec embout buccal, connexion sous vide: filetage GL 18, en tube DURAN®

| Manchon et noyau (NS) | Selon DIN | Unité d'emballage (pièce) | N° d'article |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| 14/23                 | DIN 12594 | 1                         | 5 2720 11    |
| 19/26                 | -         | 1                         | 5 2720 12    |
| 24/29                 | DIN 12594 | 1                         | 5 2720 13    |
| 29/32                 | DIN 12594 | 1                         | 5 2720 14    |