


Ponts de distillation avec condenseur Liebig, avance à vide et olive



Ponts de distillation avec condenseur Liebig, avance à vide et olive

Ponts de distillation avec condenseur Liebig, tube de drainage avec âme en acier inoxydable, raccord d'eau de refroidissement et de vide avec olive, avec manchon rodé NS 14/23 pour thermomètre de distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Longueur (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	1	5 0532 01
14/23	250	100	1	5 0533 01
29/32	250	130	1	5 0533 04
29/32	400	210	1	5 0534 04