


Ponts de distillation avec condenseur Liebig, avance à vide et raccordement GL



Ponts de distillation avec condenseur Liebig, avance à vide et raccordement GL

Ponts de distillation avec condenseur Liebig, tube de drainage avec âme en acier inoxydable, raccords filetés: GL 14 (eau de refroidissement), GL 18 (vide), avec manchon rodé NS 14/23 pour thermomètre de distillation, longueur d'installation 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Longueur (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	1	5 0532 11
14/23	250	100	1	5 0533 11
29/32	250	130	1	5 0533 14
29/32	400	210	1	5 0534 14