

## Ponts de distillation avec condenseur Liebig et olive



Ponts de distillation avec condenseur Liebig et olive

Ponts de distillation avec condenseur Liebig, tuyau d'évacuation avec âme en acier inoxydable, raccord d'eau de refroidissement avec olive, avec manchon rodé NS 14/23 pour thermomètre de distillation avec une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Longueur (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	1	5 0502 01
14/23	250	100	1	5 0503 01
29/32	250	130	1	5 0503 04
29/32	400	210	1	5 0504 04