


Ponts de distillation avec manchon en verre rodé



Ponts de distillation avec manchon en verre rodé
Ponts de distillation sans condenseur, avec deux noyaux verticaux NS, avec manchon de joint rodé NS 14/23 pour thermomètres de distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Manchon (NS)	Longueur (mm)	PU (pièces)	N° d'article
14/23	14/23	150	1	5 0470 01
19/26	14/23	200	1	5 0470 02
24/29	14/23	300	1	5 0470 03
29/32	14/23	350	1	5 0470 04