


## Ponts de distillation avec manchon en verre rodé



Ponts de distillation avec manchon en verre rodé  
Ponts de distillation sans condenseur, avec deux noyaux verticaux NS, avec manchon de joint rodé NS 14/23 pour thermomètres de distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

| Noyaux (NS) | Manchon (NS) | Longueur (mm) | PU (pièces) | N° d'article |
|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 14/23       | 14/23        | 150           | 1           | 5 0470 01    |
| 19/26       | 14/23        | 200           | 1           | 5 0470 02    |
| 24/29       | 14/23        | 300           | 1           | 5 0470 03    |
| 29/32       | 14/23        | 350           | 1           | 5 0470 04    |