


## Ponts de distillation Claisen, avec avance à vide et connexion GL



Ponts de distillation Claisen avec avance à vide et raccord GL; ponts de distillation conformes à la norme DIN 12594, avec condenseur Liebig et fixation Claisen, raccords filetés: GL 14 (eau de refroidissement) et GL 18 (vide), avec deux manchons rodés NS 14/23 pour thermomètres de distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®.

Noyaux (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	s 1	5 0572 11
14/23	250	100	1	5 0573 11
29/32		250	1	5 0573 14
29/32	400	210	1	5 0574 14