

ponts de distillation Claisen, avec avance sous vide et olive



Ponts de distillation Claisen avec avance à vide et olive; ponts de distillation conformes à la norme DIN 12594, avec condenseur Liebig et raccord Claisen, eau de refroidissement et raccordement à vide avec olive, avec deux manchons rodés NS 14/23 pour thermomètres de distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®.

Noyaux (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	s 1	5 0572 01
14/23	250	100	1	5 0573 01
29/32		250	1	5 0573 04
29/32	400	210	1	5 0574 04