


Ponts de distillation Claisen, avec raccordement GL



Ponts de distillation Claisen, avec connexion GL

Ponts de distillation avec condenseur Liebig (sortie droite) et raccord Claisen, raccordement d'eau de refroidissement avec filetage DIN GL 14, avec deux manchons en verre rodé NS 14/23 pour thermomètres de distillation avec une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	s 1	5 0552 11
14/23	250	100	1	5 0553 11
29/32		250	1	5 0553 14
29/32	400	210	1	5 0554 14