

## Poussées à vide, droites, avec olive



Poussées à vide, droites, avec olive

Raccords à vide conformes à la norme DIN 12594, droits, avec manchon et âme en acier inoxydable, avec embout compte-gouttes, raccord à vide: olive, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
14/23	DIN 12594	1	5 2720 01
19/26	-	1	5 2720 02
24/29	DIN 12594	1	5 2720 03
29/32	DIN 12594	1	5 2720 04