


Poussées à vide, incurvées, avec olive



Poussées à vide, incurvées, avec olive
Raccords sous vide conformes à la norme DIN 12594, coudés (angle: 105°), avec manchon et âme en acier inoxydable, avec embout buccal, connexion sous vide: olive, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
14/23	DIN 12594	1	5 2750 01
19/26	-	1	5 2750 02
24/29	DIN 12594	1	5 2750 03
29/32	DIN 12594	1	5 2750 04