

## Pycnomètre étalonné selon Gay-Lussac, avec thermomètre et capillaire latéral



Pycnomètre étalonné selon Gay-Lussac, avec thermomètre et capillaire latéral

Pycnomètre Gay-Lussac conforme à la norme DIN ISO 3507, étalonné, avec capillaire latéral à capuchon conique en verre rodé NS 7/16, thermomètre à capuchon conique en verre rodé NS 10/19, à échelle en verre dépoli (plage de mesure: 5-35 °C, graduation: 0,2 °C, remplissage: pétrole), étalonné en pouces (certificat individuel inclus), indication du volume: cm<sup>3</sup> à trois décimales, matériau: verre borosilicaté 3.3

Volume nominal (cm <sup>3</sup> )	DIN ISO	PU (pièces)	N° d'article
10	3507	1	5 6400 13
25	3507	1	5 6400 22
50	3507	1	5 6400 28
100	-	1	5 6400 37