

## Pycnomètre réglé selon Gay-Lussac



Pycnomètre réglé selon Gay-Lussac

Pycnomètre Gay-Lussac conforme à la norme DIN ISO 3507 et, en plus de la norme, calibré, bouchon NS 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure du bouchon meulée et polie, calibré en pouces (certificat individuel inclus), indication du volume: cm<sup>3</sup> à trois décimales, matériau: verre borosilicaté 3.3

Volume nominal (cm <sup>3</sup> )	DIN ISO	PU (pièces)	N° d'article
5	-	1	5 6302 10
10	3507	1	5 6302 13
25	3507	1	5 6302 22
50	3507	1	5 6302 28
100	-	1	5 6302 37