


Raccords à bride à bille



Raccords à bride à bille

Fabriqué à partir de tubes DURAN®

Nos meules sphériques sont fabriquées selon des dimensions impériales. Leurs dimensions de rectification sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.

Désignation	Taille nominale (KF)	Diamètre du tuyau (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
cuve	15	20	2,5	1	1 2500 15
cuve	25	32	2,8	1	1 2500 25
bille	15	20	2,5	1	1 2600 15
bille	25	32	2,8	1	1 2600 25

Taille nominale	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
S13		12,700	12,50	12,5
S19	19,050	19,057	18,90	18,9
S29	28,575	28,582	28,35	28,3
S35	34,925	34,934	34,65	34,6
S40	38,100	38,109	37,80	37,7
S41	41,275	41,284	40,95	40,9
S51			49,40	49,3
S64	63,500	63,510	62,95	62,9

Generated on 2026-04-27