

Raccords à manchon avec dimensions de tube spéciales



Raccords à manchon avec dimensions de tube spéciales

Manchons coniques rectifiés, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Manchon (NS)	Ø (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
14/23	16	1,2	160	10	1 1010 01
14/23	22	1,8	145	10	1 1010 02
29/32	33	2,0	210	10	1 1010 05
29/32	40	2,3	380	10	1 1010 07
45/50	48	2,3	280	10	1 1010 11