


## Radiateur selon Allihn, avec raccords GL



Radiateur selon Allihn, avec raccords GL  
Condenseur Allihn conforme à la norme DIN 12581 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la coque (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	Billes (pièces)	DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article.
14/23	160	100	6	-	1	5 2232 11
19/26	160	100	6	12581	1	5 2232 12
24/29	160	100	6	-	1	5 2232 13
29/32	160	100	6	-	1	5 2232 14
14/23	250	200	5	-	1	5 2233 11
19/26	250	200	5	-	1	5 2233 12
24/29 %s 250			5	-	1	5 2233 13
29/32	250	200	5	12581	1	5 2233 14
24/29	400	300	8	-	1	5 2234 13
29/32	400	300	8	-	1	5 2234 14
29/32	500	400	10	-	1	5 2235 14