

Rafrâichissement après Allihn, avec des olives



Rafrâichissement après Allihn, avec des olives
Condenseur Allihn conforme à la norme DIN 12581 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: olive, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la coque (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	Billes (pièces)	DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article.
14/23	160	100	6	-	1	5 2232 01
19/26	160	100	6	12581	1	5 2232 02
24/29	160	100	6	-	1	5 2232 03
29/32	160	100	6	-	1	5 2232 04
14/23	250	200	5	-	1	5 2233 01
19/26	250	200	5	-	1	5 2233 02
24/29 %s 250			5	-	1	5 2233 03
29/32	250	200	5	12581	1	5 2233 04
24/29	400	300	8	-	1	5 2234 03
29/32	400	300	8	-	1	5 2234 04
29/32	500	400	10	-	1	5 2235 04