

Rafraîchissement après Davies, avec des olives



Rafraîchissement après Davies, avec des olives
Condenseur Davies pour condensation de vapeur, avec noyau et manchon en acier inoxydable, à double surface de refroidissement, raccordement d'eau: olives, Fabriqué à partir de tubes DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
24/29	250	460	1	5 2153 03
29/32		%s 460	1	5 2153 04
24/29	400	740	1	5 2154 03
29/32	400	740	1	5 2154 04