


## Récepteurs de distillation Anschütz-Thiele, inclinés, PTFE



Gabarits de distillation selon Anschütz-Thiele, inclinés  
 Gabarits intermédiaires à projection angulaire, gradués,  
 avec manchon et noyau en acier inoxydable, buse  
 d'aspiration avec filetage GL18, vanne en acier  
 inoxydable avec bouchon en PTFE massif, fabriqués en  
 tube DURAN®

Contenu du flacon (ml)	manchon et noyau (NS)	robinet	PU (pièce)	réf.
25	14/23	PTFE	1	5 2981 01
50	29/32	PTFE	1	5 2981 04
100	29/32	PTFE	1	5 2981 14