

## Réceptif de sédimentation Imhoff, sans robinet, échelle jusqu'à 100



Cuve de sédimentation Imhoff sans robinet

Réceptif de sédimentation selon DIN 12672, échelle: jusqu'à 100 ml, graduation: à 1000 ml, graduations: 0,1 ml (0-2 ml), 0,5 ml (2-10 ml), 1 ml (10-40 ml), 2 ml (20-100 ml), matériau: verre borosilicaté 3.3

Unité de vente (pièces)	N° d'article
1	5 6700 01