


Réipients de distillation Anschütz-Thiele, droits, avec enveloppe de trempe, PTFE



Réipients de distillation Anschütz-Thiele, droits, avec chemise de trempe
Raccords intermédiaires à conduite droite, avec gaine de trempe, gradués, avec manchon et noyau NS 29/32, buse d'aspiration avec filetage GL18, vanne NS avec bouchon en PTFE massif, en tube DURAN®

Capacité du piston (ml)	Manchon et noyau (NS)	Robinet	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	29/32	PTFE	1	5 3051 04
100	29/32	PTFE	1	5 3051 14