

Réactifs de réaction cylindriques à fond arrondi



Réactifs de réaction cylindriques à fond arrondi

Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, avec fond rond, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande

Le diamètre intérieur du tube intérieur peut différer du diamètre intérieur de la bride.

Taille nominale (DN)	Capacité (l)	Diamètre extérieur du récipient (mm)	Diamètre intérieur du récipient (mm)	Hauteur (env. mm)	Base	Unité d'emballage (pcs.)	N° d'article
60	0,1	65	60	85	env.	1	6 0011 37
60	0,25	65	60	150	env.	1	6 0011 49
60	0,5	65	60	220	env.	1	6 0011 58
60	1	105	100	260	env	1	6 0011 70
100	0,25	105	99	140	environ.	1	6 0012 49
100	0,5	105	99	160	arrondi	1	6 0012 58
100	1	105	99	205	arrondi	1	6 0012 70
100	2	105	99	340	arrondi	1	6 0012 73
100	3	160	150	310	arrondi	1	6 0012 76

100	4	160	150	360	arrondi	1	6 0012 79
150	2	160		210	env. 1		6 0014 73
150	3	160	150	260		1	6 0014 76
150	4	160	150	335		. 1	6 0014 79
150	5	150		360	env. 1		0014 82
150	6	s 160	150	390		. 1	6 0014 85
150	10	250 %	240	420	environ	1	6 0014 88
150	20	250	240	640	environ	1	6 0014 94
200	6	215	200	310	environ	1	6 0015 85
200	10	215	200	450	environ	1	6 0015 88
200	20	315	300	465	environ	1	6 0015 94

Generated on 2026-04-27