

## Réipients de réaction cylindriques à fond plat



Réipients de réaction cylindriques à fond plat

Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, avec fond plat, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande

Le diamètre intérieur du tube intérieur peut différer du diamètre intérieur de la bride.

Taille nominale (DN)	Capacité (l)	Diamètre extérieur du récipient (mm)	Diamètre intérieur du récipient (mm)	Hauteur (approx. mm)	Base	Unité d'emballage (pcs.)	N° d'article
60	0,1	65	60	75	plat	1	6 0001 37
60	0,25	65	60	130	plat	1	6 0001 49
60	0,5	65	60	230	plat	1	6 0001 58
100	0,25	105	99	130	plat	1	6 0002 49
100	0,5	105	99	150	plat	1	6 0002 58
100	1	105	99	200	plat	1	6 0002 70
100	2	105	99	330	plat	1	6 0002 73
100	3	160	150	300	plat	1	6 0002 76
100	4	160	150	350	plat	1	6 0002 79

150	2	160	150	200	plat	1	6 0004 73
150	3	160	150	250	plat	1	6 0004 76
150	4	160	150	325	plat	1	6 0004 79
150	5	160	150	350	plat	1	6 0004 82
150	6	160	150	380	plat	1	6 0004 85
150	10	250	240	410	plat	1	6 0004 88
150	20	250	240	630	plat	1	6 0004 94
200	10	215	200	430	plat	1	6 0005 88
200	20	315	300	440	plat	1	6 0005 94

Generated on 2026-04-27