

## Réactifs de réaction cylindriques avec vanne de vidange



Réactifs de réaction cylindriques avec vanne de vidange

Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, avec fond rond, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande

Le diamètre intérieur du tube intérieur peut différer du diamètre intérieur de la bride.

Taille nominale (DN)	Capacité (l)	Diamètre extérieur du récipient (mm)	Diamètre intérieur du récipient (mm)	Hauteur totale (approx. mm)	Hauteur intérieure (approx. mm)	Valve (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
60	0,05	65 %s 60	120			10	1	6 0071 28
60	0,1	65	60	185	80	10	1	6 0071 37
60	0,25	65	60	250	145	10	1	6 0071 49
60	0,5	65	60	320	215	10	1	6 0071 58
100	0,5	105	99	260	150	10	1	6 0072 58
100	1	105	99	305	195	10	1	6 0072 70
100	2	105	99	440	330	10	1	6 0072 73

100	3	160	150	410	300	10	1	6 0072 76
100	4	160	150	460	350	10	1	6 0072 79
150	2	160 %s 150	210		190	10	1	6 0074 73
150	3	160	150	360	240	10	1	6 0074 76
150	4	160	150	435	315	10	1	6 0074 79
150	5	160	150	460	340	10	1	6 0074 82
150	6	160	150	490	380	20	1	6 0074 85
150	10	250	240	520	410	20	1	6 0074 88
150	20	250	240	740	630	10	1	6 0074 94
200	6	215	200	410	300	10	1	6 0075 85
200	10	215	200	555	440	20	1	6 0075 88
200	20	315	300	565 %	455	20	1	6 0075 94

Generated on 2026-06-27